SONOSCAPE · TRANSDUTOR DOPPLER CEGO (CW)

Transdutor Doppler cego (CW) SonoScape CWD2.0

4 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**

Compatível com **E2, E3, E10, E11, P9 Elite, P12 Elite, P60, X3, X10, X11**

Registro ANVISA nº **81464759008**

Registro ANVISA nº **81464759052**

Registro ANVISA nº **81464759082**

Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1200	4000-00237	E2, E3	81464759008
1201	4000-00584	X3	81464759008
1202	4000-00118	P12 Elite, P60, P9 Elite	81464759052 / 81464759008
1256	4000-01565	E10, E11, X10, X11	81464759082

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	Doppler cego (CW)
Faixa de frequência	1,9–2,4 MHz
Aplicações	cardiologia, vascular, transcraniano
Elementos	2

VITATECH

Omni Medical Ltda

Av. Luís Viana Filho, 13223, Ed. Hangar Business Park, Hangar 01, Sala 312, 3º andar, São Cristóvão, Salvador/BA, CEP 41500-300

FALE COM A GENTE

Telefone e WhatsApp

(71) 3036-5424

contato@vitatech.com.br

NA INTERNET

www.vitatech.com.br

Instagram **@vitatech.endo**

YouTube **@grupovitatech**

linkedin.com/company/vitatech-healthcare

Especificações conforme documentação do fabricante (SonoScape), sujeitas a alteração sem aviso prévio. Compatibilidade conforme o equipamento e a versão de software. FT-CWD2.0 · Rev. 2026.11.01 · emitida em 01/11/2026; versões anteriores ficam sem efeito.