SONOSCAPE · TRANSDUTORES DEDICADOS

Transdutores dedicados SonoScape

44 modelos. Cada modelo tem uma página com especificações, códigos e compatibilidade.

Modelos

Modelo	Tipo	Frequência	Compatível com
3C-A	convexo	1,0–7,0 MHz	E2, E3, E10, P9 Elite, P10, P12 Elite, P20, P40 Elite, X3, X10
C1-5	convexo	1,0–7,0 MHz	P12 Elite
C1-6	convexo	1,0–8,0 MHz	P20, P40 Elite
C1-6A	convexo	1,0–8,0 MHz	E11, P60, X11
C2-9	convexo	3,0–10,0 MHz	P40 Elite, P60
C322	convexo	2,0–7,0 MHz	E2, E3, P9 Elite, P10, P12 Elite, P40 Elite, P60, X3
MC1-6	convexo	2,0–8,0 MHz	E10, E11, X10, X11
C613	microconvexo	4,0–13,0 MHz	E2, E3, E10, E11, P9 Elite, P10, P12 Elite, P20, P40 Elite, P60, X3, X10, X11
12L-A	linear	3,0–17,0 MHz	E11, P20, P40 Elite, P60, X11
12L-B	linear	3,0–17,0 MHz	E2, E3, E11, P12 Elite, P20, P40 Elite, P60, X3, X11
18L-A	linear	8,0–25,0 MHz	E10, E11, X10, X11
9L-A	linear	2,0–13,0 MHz	E2, E3, P9 Elite, P12 Elite, P40 Elite, P60, X3
L2-9	linear	2,0–13,0 MHz	E10, E11, X10, X11
L741	linear	4,0–16,0 MHz	E2, E3, P9 Elite, P10, P12 Elite, X3
L742	linear	4,0–16,0 MHz	E10, P12 Elite, P20, X10
L752	linear	4,0–16,0 MHz	P20
6V1	endocavitário	3,0–15,0 MHz	E2, E3, P9 Elite, P10, P12 Elite, X3
6V3	endocavitário	3,0–15,0 MHz	E10, E11, P12 Elite, P20, P40 Elite, P60, X10, X11
6V3A	endocavitário	3,0–15,0 MHz	P40 Elite, P60
6V7	endocavitário	3,0–15,0 MHz	P40 Elite, P60
EC9-5	endocavitário	3,0–15,0 MHz	E2, E3, P9 Elite, P10, P12 Elite, P40 Elite, P60, X3
2P1	setorial	2,0–4,0 MHz	P9 Elite, P12 Elite
3P-A	setorial	1,0–7,0 MHz	E2, E3, P9 Elite, P10, P12 Elite, P20, X3
4P-A	setorial	1,0–6,0 MHz	E10, P40 Elite, P60, X10
7P-A	setorial	2,0–9,0 MHz	E10, E11, P9 Elite, P12 Elite, P40 Elite, P60, X10, X11
7P-B	setorial	2,0–9,0 MHz	E2, E3, P10, P20, X3
8P1	setorial	4,0–12,0 MHz	E10, E11, X10, X11
S1-5	setorial	1,0–7,0 MHz	E11, P20, P40 Elite, P60, X11
10I2	botinha	4,0–16,0 MHz	E2, E3, E10, E11, P10, P20, P40 Elite, P60, X3, X10, X11
12LI-A	botinha	4,0–16,0 MHz	P60
12LT-A	botinha	4,0–16,0 MHz	P60
6CI-A	botinha	3,0–15,0 MHz	P60

Modelo	Tipo	Frequência	Compatível com
6CT-A	botinha	3,0–15,0 MHz	E2, E3, P60, X3
BCC9-5	biplano	3,0–15,0 MHz	P40 Elite
BCL10-5	biplano	4,0–16,0 MHz	E10, E11, P20, P60, X10, X11
CWD2.0	Doppler cego (CW)	1,9–2,4 MHz	E2, E3, E10, E11, P9 Elite, P12 Elite, P60, X3, X10, X11
CWD5.0	Doppler cego (CW)	5,0 MHz (frequência central)	E10, E11, P9 Elite, P12 Elite, P40 Elite, P60, X10, X11
LAP7	laparoscópico	3,0–15,0 MHz	P60
LAP8L	laparoscópico	—	E10, E11, X10, X11
MPTEE	transesofágico	4,0–13,0 MHz	E10, E11, P20, P60, X10, X11
MPTEE mini	transesofágico	4,0–13,0 MHz	E10, E11, X10, X11
VC2-9A	convexo volumétrico	2,0–7,0 MHz	P60
VC6-2	convexo volumétrico	1,0–7,0 MHz	E10, E11, P9 Elite, P12 Elite, P20, P40 Elite, X10, X11
VE9-5	endocavitário volumétrico	2,0–13,0 MHz	P20, P40 Elite, P60

SONOSCAPE · TRANSDUTOR CONVEXO

Transdutor convexo SonoScape 3C-A



4 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**

Compatível com **E2, E3, E10, P9 Elite, P10, P12 Elite, P20, P40 Elite, X3, X10**

Registro ANVISA nº **81464759008**

Registro ANVISA nº **81464759052**

Registro ANVISA nº **81464750040**

Registro ANVISA nº **81464759082**

Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1003	4000-00411	E2, E3, P10	81464759008
1004	4000-00094	X3	81464759008
1011	4000-00484	P12 Elite, P20, P40 Elite, P9 Elite	81464759052 / 81464750040 / 81464759008
1262	4000-01547	E10, X10	81464759082

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	convexo
Faixa de frequência	1,0–7,0 MHz
Tecnologia do cristal	PZT
Aplicações	abdômen, ginecologia, obstetrícia, pulmão
Elementos	128
Campo de visão	60°
Guia de biópsia	disponível — NGB3C-A (4000-00374)

SONOSCAPE · TRANSDUTOR CONVEXO

Transdutor convexo SonoScape C1-5

Código Vitatech **1030** · Código do fabricante **4000-01383**
Compatível com **P12 Elite**
Registro ANVISA nº **81464759052**



Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	convexo
Faixa de frequência	1,0–7,0 MHz
Tecnologia do cristal	cristal único
Elementos	160
Campo de visão	60°

SONOSCAPE · TRANSDUTOR CONVEXO

Transdutor convexo SonoScape C1-6

2 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**
Compatível com **P20, P40 Elite**
Registro ANVISA nº **81464759008**
Registro ANVISA nº **81464750040**



Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1035	4000-01346	P40 Elite	81464759008
1191	4000-00485	P20	81464750040

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	convexo
Faixa de frequência	1,0–8,0 MHz
Tecnologia do cristal	cristal único
Aplicações	abdômen, ginecologia, obstetrícia
Elementos	160
Campo de visão	64°
Guia de biópsia	disponível — guia para C1-6 (4000-00567)

SONOSCAPE · TRANSDUTOR CONVEXO

Transdutor convexo SonoScape C1-6A

2 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**
Compatível com **E11, P60, X11**
Registro ANVISA nº **81464759008**
Registro ANVISA nº **81464759082**



Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1192	4000-00486	P60	81464759008
1264	4000-01508	E11, X11	81464759082

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	convexo
Faixa de frequência	1,0–8,0 MHz
Tecnologia do cristal	cristal único
Aplicações	abdômen, obstetrícia/ginecologia
Guia de biópsia	disponível — NGBC1-6A (4000-00730)

SONOSCAPE · TRANSDUTOR CONVEXO

Transdutor convexo SonoScape C2-9

Código Vitatech **1193** · Código do fabricante **4000-00489**
Compatível com **P40 Elite, P60**
Registro ANVISA nº **81464759008**

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	convexo
Faixa de frequência	3,0–10,0 MHz
Elementos	192
Campo de visão	64°
Guia de biópsia	disponível — guia para C2-9 (4000-01516)

SONOSCAPE · TRANSDUTOR CONVEXO

Transdutor convexo SonoScape C322

3 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**
Compatível com **E2, E3, P9 Elite, P10, P12 Elite, P40 Elite, P60, X3**
Registro ANVISA nº **81464759008**
Registro ANVISA nº **81464759052**



Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1194	4000-00402	X3	81464759008
1195	4000-00426	E2, E3, P10	81464759008
1196	4000-00703	P12 Elite, P40 Elite, P60, P9 Elite	81464759052 / 81464759008

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	convexo
Faixa de frequência	2,0–7,0 MHz
Tecnologia do cristal	PZT
Aplicações	abdômen
Elementos	128
Campo de visão	68°
Guia de biópsia	disponível — NGBC322 (4000-00022)

SONOSCAPE · TRANSDUTOR CONVEXO

Transdutor convexo SonoScape MC1-6

Código Vitatech **1263** · Código do fabricante **4000-01594**

Compatível com **E10, E11, X10, X11**

Registro ANVISA nº **81464759082**

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	convexo
Faixa de frequência	2,0–8,0 MHz
Tecnologia do cristal	cristal único
Aplicações	abdômen, abdômen pediátrico, cérebro neonatal, ginecologia
Elementos	128
Campo de visão	75°

SONOSCAPE · TRANSDUTOR MICROCONVEXO

Transdutor microconvexo SonoScape C613



4 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**

Compatível com **E2, E3, E10, E11, P9 Elite, P10, P12 Elite, P20, P40 Elite, P60, X3, X10, X11**

Registro ANVISA nº **81464759008**

Registro ANVISA nº **81464759052**

Registro ANVISA nº **81464750040**

Registro ANVISA nº **81464759082**

Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1197	4000-00379	X3	81464759008
1198	4000-00415	E2, E3, P10	81464759008
1199	4000-00515	P12 Elite, P20, P40 Elite, P60, P9 Elite	81464759052 / 81464750040 / 81464759008
1261	4000-01511	E10, E11, X10, X11	81464759082

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	microconvexo
Faixa de frequência	4,0–13,0 MHz
Tecnologia do cristal	PZT
Aplicações	cardiologia, abdômen, cardiologia pediátrica, crânio pediátrico
Elementos	128
Campo de visão	90°
Guia de biópsia	disponível — NGBC613 (4000-00373)

SONOSCAPE · TRANSDUTOR LINEAR

Transdutor linear SonoScape 12L-A

2 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**
Compatível com **E11, P20, P40 Elite, P60, X11**
Registro ANVISA nº **81464750040**
Registro ANVISA nº **81464759008**
Registro ANVISA nº **81464759082**



Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1016	4000-00663	P20, P40 Elite, P60	81464750040 / 81464759008
1269	4000-01513	E11, X11	81464759082

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	linear
Faixa de frequência	3,0–17,0 MHz
Tecnologia do cristal	cristal composto
Aplicações	vascular, pequenas partes, musculoesquelético, vascular periférico, superficial
Elementos	256
Campo de visão	52 mm
Guia de biópsia	disponível — NGB12L-A (4000-00569)

SONOSCAPE · TRANSDUTOR LINEAR

Transdutor linear SonoScape 12L-B

4 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**

Compatível com **E2, E3, E11, P12 Elite, P20, P40 Elite, P60, X3, X11**

Registro ANVISA nº **81464759008**

Registro ANVISA nº **81464759052**

Registro ANVISA nº **81464750040**

Registro ANVISA nº **81464759082**



Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1172	4000-00652	E2, E3	81464759008
1187	4000-00562	X3	81464759008
1215	4000-00491	P12 Elite, P20, P40 Elite, P60	81464759052 / 81464750040 / 81464759008
1268	4000-01509	E11, X11	81464759082

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	linear
Faixa de frequência	3,0–17,0 MHz
Tecnologia do cristal	cristal composto
Aplicações	vascular periférico, superficial, pequenas partes, vascular, musculoesquelético
Elementos	192
Campo de visão	38 mm
Guia de biópsia	disponível — NGB12L-B (4000-00733)

SONOSCAPE · TRANSDUTOR LINEAR

Transdutor linear SonoScape 18L-A

Código Vitatech **1265** · Código do fabricante **4000-01587**

Compatível com **E10, E11, X10, X11**

Registro ANVISA nº **81464759082**

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	linear
Faixa de frequência	8,0–25,0 MHz
Tecnologia do cristal	cristal composto
Aplicações	vascular periférico, superficial, pequenas partes, musculoesquelético, nervos
Elementos	192
Campo de visão	51 mm

SONOSCAPE · TRANSDUTOR LINEAR

Transdutor linear SonoScape 9L-A

3 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**
Compatível com **E2, E3, P9 Elite, P12 Elite, P40 Elite, P60, X3**
Registro ANVISA nº **81464759008**
Registro ANVISA nº **81464759052**



Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1184	4000-00114	E2, E3	81464759008
1185	4000-00493	P12 Elite, P40 Elite, P60, P9 Elite	81464759052 / 81464759008
1186	4000-00541	X3	81464759008

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	linear
Faixa de frequência	2,0–13,0 MHz
Tecnologia do cristal	cristal composto
Aplicações	vascular periférico, superficial, pequenas partes
Elementos	192
Campo de visão	35 mm
Guia de biópsia	disponível — NGB9L-A (4000-00731)

SONOSCAPE · TRANSDUTOR LINEAR

Transdutor linear SonoScape L2-9

Código Vitatech **1266** · Código do fabricante **4000-01555**

Compatível com **E10, E11, X10, X11**

Registro ANVISA nº **81464759082**

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	linear
Faixa de frequência	2,0–13,0 MHz
Tecnologia do cristal	cristal único
Aplicações	vascular periférico, superficial, pequenas partes
Elementos	192
Campo de visão	44 mm

SONOSCAPE · TRANSDUTOR LINEAR

Transdutor linear SonoScape L741

3 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**
Compatível com **E2, E3, P9 Elite, P10, P12 Elite, X3**
Registro ANVISA nº **81464759008**
Registro ANVISA nº **81464759052**



Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1006	4000-00361	X3	81464759008
1008	4000-00410	E2, E3, P10	81464759008
1214	4000-00579	P12 Elite, P9 Elite	81464759052

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	linear
Faixa de frequência	4,0–16,0 MHz
Aplicações	vascular periférico, superficial, pequenas partes, pulmão, vascular, musculoesquelético, neurologia
Guia de biópsia	disponível — NGBL741 (4000-00759)

SONOSCAPE · TRANSDUTOR LINEAR

Transdutor linear SonoScape L742

2 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**
Compatível com **E10, P12 Elite, P20, X10**
Registro ANVISA nº **81464759052**
Registro ANVISA nº **81464750040**
Registro ANVISA nº **81464759082**



Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1010	4000-00495	P12 Elite, P20	81464759052 / 81464750040
1267	4000-01549	E10, X10	81464759082

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	linear
Faixa de frequência	4,0–16,0 MHz
Aplicações	vascular, pequenas partes, vascular periférico, musculoesquelético, neurologia
Guia de biópsia	disponível — guia para L742 (4000-00342)

SONOSCAPE · TRANSDUTOR LINEAR

Transdutor linear SonoScape L752

Código Vitatech **1208** · Código do fabricante **4000-00580**

Compatível com **P20**

Registro ANVISA nº **81464750040**

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	linear
Faixa de frequência	4,0–16,0 MHz
Aplicações	vascular, pequenas partes, vascular periférico, musculoesquelético, neurologia

SONOSCAPE · TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO

Transdutor endocavitário SonoScape 6V1



3 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**
Compatível com **E2, E3, P9 Elite, P10, P12 Elite, X3**
Registro ANVISA nº **81464759008**
Registro ANVISA nº **81464759052**

Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1000	4000-00393	X3	81464759008
1005	4000-00413	E2, E3, P10	81464759008
1216	4000-00507	P12 Elite, P9 Elite	81464759052

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	endocavitário
Faixa de frequência	3,0–15,0 MHz
Tecnologia do cristal	PZT
Aplicações	ginecologia, urologia
Elementos	128
Campo de visão	135°
Guia de biópsia	NGB6V1 (4000-00765)

SONOSCAPE · TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO

Transdutor endocavitário SonoScape 6V3



2 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**
Compatível com **E10, E11, P12 Elite, P20, P40 Elite, P60, X10, X11**
Registro ANVISA nº **81464759052**
Registro ANVISA nº **81464750040**
Registro ANVISA nº **81464759008**
Registro ANVISA nº **81464759082**

Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1013	4000-00502	P12 Elite, P20, P40 Elite, P60	81464759052 / 81464750040 / 81464759008
1271	4000-01512	E10, E11, X10, X11	81464759082

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	endocavitário
Faixa de frequência	3,0–15,0 MHz
Tecnologia do cristal	PZT
Aplicações	ginecologia, urologia
Elementos	192
Campo de visão	198°
Guia de biópsia	disponível — guia para 6V3 (4000-00351)

SONOSCAPE · TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO

Transdutor endocavitário SonoScape 6V3A

Código Vitatech **1181** · Código do fabricante **4000-00504**
Compatível com **P40 Elite, P60**
Registro ANVISA nº **81464759008**

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	endocavitário
Faixa de frequência	3,0–15,0 MHz
Aplicações	ginecologia, urologia

SONOSCAPE · TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO

Transdutor endocavitário SonoScape 6V7

Código Vitatech **1182** · Código do fabricante **4000-00505**
Compatível com **P40 Elite, P60**
Registro ANVISA nº **81464759008**



Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	endocavitário
Faixa de frequência	3,0–15,0 MHz
Aplicações	ginecologia, urologia
Guia de biópsia	disponível — guia para 6V7 (4000-00364)

SONOSCAPE · TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO

Transdutor endocavitário SonoScape EC9-5

3 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**
Compatível com **E2, E3, P9 Elite, P10, P12 Elite, P40 Elite, P60, X3**
Registro ANVISA nº **81464759008**
Registro ANVISA nº **81464759052**

Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1204	4000-00378	X3	81464759008
1205	4000-00416	E2, E3, P10	81464759008
1206	4000-00506	P12 Elite, P40 Elite, P60, P9 Elite	81464759052 / 81464759008

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	endocavitário
Faixa de frequência	3,0–15,0 MHz
Tecnologia do cristal	PZT
Aplicações	próstata, ginecologia, urologia
Elementos	128
Campo de visão	147°
Guia de biópsia	disponível — NGBEC9-5 (4000-00763)

SONOSCAPE · TRANSDUTOR SETORIAL

Transdutor setorial SonoScape 2P1

Código Vitatech **1175** · Código do fabricante **4000-01278**
Compatível com **P9 Elite, P12 Elite**
Registro ANVISA nº **81464759052**



Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	setorial
Faixa de frequência	2,0–4,0 MHz
Aplicações	cardiologia
Guia de biópsia	disponível — guia para 2P1 (4000-00771)

SONOSCAPE · TRANSDUTOR SETORIAL

Transdutor setorial SonoScape 3P-A



3 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**
Compatível com **E2, E3, P9 Elite, P10, P12 Elite, P20, X3**
Registro ANVISA nº **81464759052**
Registro ANVISA nº **81464750040**
Registro ANVISA nº **81464759008**

Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1012	4000-00360	P12 Elite, P20, P9 Elite	81464759052 / 81464750040
1058	4000-00412	E2, E3, P10	81464759008
1067	4000-00370	X3	81464759008

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	setorial
Faixa de frequência	1,0–7,0 MHz
Tecnologia do cristal	PZT
Aplicações	cardiologia, cefálico, abdominal
Elementos	64
Campo de visão	90°
Guia de biópsia	disponível — NGB4P-A (4000-00375)

SONOSCAPE · TRANSDUTOR SETORIAL

Transdutor setorial SonoScape 4P-A

2 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**
Compatível com **E10, P40 Elite, P60, X10**
Registro ANVISA nº **81464759008**
Registro ANVISA nº **81464759082**



Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1036	4000-00499	P40 Elite, P60	81464759008
1257	4000-01550	E10, X10	81464759082

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	setorial
Faixa de frequência	1,0–6,0 MHz
Aplicações	cardiologia
Guia de biópsia	disponível — guia para 4P-A (4000-00375)

SONOSCAPE · TRANSDUTOR SETORIAL

Transdutor setorial SonoScape 7P-A



2 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**
Compatível com **E10, E11, P9 Elite, P12 Elite, P40 Elite, P60, X10, X11**
Registro ANVISA nº **81464759052**
Registro ANVISA nº **81464759008**
Registro ANVISA nº **81464759082**

Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1183	4000-00500	P12 Elite, P40 Elite, P60, P9 Elite	81464759052 / 81464759008
1258	4000-01552	E10, E11, X10, X11	81464759082

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	setorial
Faixa de frequência	2,0–9,0 MHz
Aplicações	cardiologia pediátrica
Guia de biópsia	disponível — NGB7P-A (4000-01312)

SONOSCAPE · TRANSDUTOR SETORIAL

Transdutor setorial SonoScape 7P-B

3 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**
Compatível com **E2, E3, P10, P20, X3**
Registro ANVISA nº **81464759008**
Registro ANVISA nº **81464750040**

Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1059	4000-00414	E2, E3, P10	81464759008
1062	4000-00581	P20	81464750040
1068	4000-00380	X3	81464759008

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	setorial
Faixa de frequência	2,0–9,0 MHz
Tecnologia do cristal	PZT
Aplicações	cardiologia pediátrica, neonatal, cefálico
Elementos	64
Campo de visão	90°

SONOSCAPE · TRANSDUTOR SETORIAL

Transdutor setorial SonoScape 8P1

Código Vitatech **1259** · Código do fabricante **4000-01553**

Compatível com **E10, E11, X10, X11**

Registro ANVISA nº **81464759082**



Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	setorial
Faixa de frequência	4,0–12,0 MHz
Tecnologia do cristal	PZT
Aplicações	cardiologia neonatal
Elementos	96
Campo de visão	90°

SONOSCAPE · TRANSDUTOR SETORIAL

Transdutor setorial SonoScape S1-5



3 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**
Compatível com **E11, P20, P40 Elite, P60, X11**
Registro ANVISA nº **81464750040**
Registro ANVISA nº **81464759008**
Registro ANVISA nº **81464759082**

Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1037	4000-00498	P20	81464750040
1038	4000-00501	P40 Elite, P60	81464759008
1260	4000-01506	E11, X11	81464759082

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	setorial
Faixa de frequência	1,0–7,0 MHz
Tecnologia do cristal	cristal único
Aplicações	cardiologia
Elementos	80
Campo de visão	90°
Guia de biópsia	disponível — NGBS1-5 (4000-00568)

SONOSCAPE · TRANSDUTOR BOTINHA

Transdutor botinha SonoScape 10I2

4 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**

Compatível com **E2, E3, E10, E11, P10, P20, P40 Elite, P60, X3, X10, X11**

Registro ANVISA nº **81464759008**

Registro ANVISA nº **81464750040**

Registro ANVISA nº **81464759082**



Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1063	4000-00418	E2, E3, P10	81464759008
1169	4000-00394	X3	81464759008
1170	4000-00497	P20, P40 Elite, P60	81464750040 / 81464759008
1273	4000-01558	E10, E11, X10, X11	81464759082

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	botinha
Faixa de frequência	4,0–16,0 MHz
Tecnologia do cristal	PZT
Aplicações	vascular periférico, superficial, pequenas partes, vascular, musculoesquelético, neurologia, intraoperatório
Campo de visão	25 mm

SONOSCAPE · TRANSDUTOR BOTINHA

Transdutor botinha SonoScape 12LI-A

Código Vitatech **1173** · Código do fabricante **4000-00526**

Compatível com **P60**

Registro ANVISA nº **81464759008**

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	botinha
Faixa de frequência	4,0–16,0 MHz
Tecnologia do cristal	PZT
Aplicações	vascular periférico, superficial, pequenas partes, intraoperatório
Elementos	128
Campo de visão	33 mm

SONOSCAPE · TRANSDUTOR BOTINHA

Transdutor botinha SonoScape 12LT-A

Código Vitatech **1174** · Código do fabricante **4000-00525**

Compatível com **P60**

Registro ANVISA nº **81464759008**

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	botinha
Faixa de frequência	4,0–16,0 MHz
Tecnologia do cristal	PZT
Aplicações	vascular periférico, superficial, pequenas partes, intraoperatório
Elementos	128
Campo de visão	33 mm

SONOSCAPE · TRANSDUTOR BOTINHA

Transdutor botinha SonoScape 6CI-A

Código Vitatech **1176** · Código do fabricante **4000-00528**

Compatível com **P60**

Registro ANVISA nº **81464759008**

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	botinha
Faixa de frequência	3,0–15,0 MHz
Tecnologia do cristal	PZT
Aplicações	abdômen, intraoperatório
Elementos	128
Campo de visão	44°

SONOSCAPE · TRANSDUTOR BOTINHA

Transdutor botinha SonoScape 6CT-A

3 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**
Compatível com **E2, E3, P60, X3**
Registro ANVISA nº **81464759008**

Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1177	4000-00527	P60	81464759008
1178	4000-00539	X3	81464759008
1179	4000-00542	E2, E3	81464759008

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	botinha
Faixa de frequência	3,0–15,0 MHz
Tecnologia do cristal	PZT
Aplicações	abdômen, intraoperatório
Elementos	128
Campo de visão	44°

SONOSCAPE · TRANSDUTOR BIPLANO

Transdutor biplano SonoScape BCC9-5

Código Vitatech **1188** · Código do fabricante **4000-00214**
Compatível com **P40 Elite**
Registro ANVISA nº **81464759008**

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	biplano
Faixa de frequência	3,0–15,0 MHz
Tecnologia do cristal	PZT
Aplicações	urologia
Elementos	128
Campo de visão	140°
Guia de biópsia	disponível — guia para BCC9-5 (4000-00745)

SONOSCAPE · TRANSDUTOR BIPLANO

Transdutor biplano SonoScape BCL10-5

3 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**
Compatível com **E10, E11, P20, P60, X10, X11**
Registro ANVISA nº **81464759008**
Registro ANVISA nº **81464750040**
Registro ANVISA nº **81464759082**

Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1189	4000-00064	P60	81464759008
1190	4000-00517	P20, P60	81464750040 / 81464759008
1270	4000-01563	E10, E11, X10, X11	81464759082

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	biplano
Faixa de frequência	4,0–16,0 MHz
Tecnologia do cristal	PZT
Aplicações	urologia
Elementos	192 + 192 (convexo + linear)
Campo de visão	convexo 200° · linear 60 mm

SONOSCAPE · TRANSDUTOR DOPPLER CEGO (CW)

Transdutor Doppler cego (CW) SonoScape CWD2.0

4 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**
Compatível com **E2, E3, E10, E11, P9 Elite, P12 Elite, P60, X3, X10, X11**
Registro ANVISA nº **81464759008**
Registro ANVISA nº **81464759052**
Registro ANVISA nº **81464759082**

Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1200	4000-00237	E2, E3	81464759008
1201	4000-00584	X3	81464759008
1202	4000-00118	P12 Elite, P60, P9 Elite	81464759052 / 81464759008
1256	4000-01565	E10, E11, X10, X11	81464759082

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	Doppler cego (CW)
Faixa de frequência	1,9–2,4 MHz
Aplicações	cardiologia, vascular, transcraniano
Elementos	2

SONOSCAPE · TRANSDUTOR DOPPLER CEGO (CW)

Transdutor Doppler cego (CW) SonoScape CWD5.0

2 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**

Compatível com **E10, E11, P9 Elite, P12 Elite, P40 Elite, P60, X10, X11**

Registro ANVISA nº **81464759052**

Registro ANVISA nº **81464759008**

Registro ANVISA nº **81464759082**

Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1203	4000-00207	P12 Elite, P40 Elite, P60, P9 Elite	81464759052 / 81464759008
1255	4000-01566	E10, E11, X10, X11	81464759082

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	Doppler cego (CW)
Faixa de frequência	5,0 MHz (frequência central)
Aplicações	Doppler transcraniano (TCD)
Elementos	2

SONOSCAPE · TRANSDUTOR LAPAROSCÓPICO

Transdutor laparoscópico SonoScape LAP7

Código Vitatech **1209** · Código do fabricante **4000-00212**

Compatível com **P60**

Registro ANVISA nº **81464759008**



Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	laparoscópico
Faixa de frequência	3,0–15,0 MHz
Tecnologia do cristal	PZT
Aplicações	laparoscopia
Elementos	128
Campo de visão	39 mm

SONOSCAPE · TRANSDUTOR LAPAROSCÓPICO

Transdutor laparoscópico SonoScape LAP8L

Código Vitatech **1276** · Código do fabricante **4000-01580**

Compatível com **E10, E11, X10, X11**

Registro ANVISA nº **81464759082**

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	laparoscópico
Aplicações	intraoperatória (laparoscopia)

SONOSCAPE · TRANSDUTOR TRANSESOFÁGICO

Transdutor transesofágico SonoScape MPTEE



2 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**
Compatível com **E10, E11, P20, P60, X10, X11**
Registro ANVISA nº **81464750040**
Registro ANVISA nº **81464759008**
Registro ANVISA nº **81464759082**

Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1210	4000-00352	P20, P60	81464750040 / 81464759008
1274	4000-01567	E10, E11, X10, X11	81464759082

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	transesofágico
Faixa de frequência	4,0–13,0 MHz
Tecnologia do cristal	PZT
Aplicações	transesofágico, cardiologia
Elementos	64
Campo de visão	90°

SONOSCAPE · TRANSDUTOR TRANSESOFÁGICO

Transdutor transesofágico SonoScape MPTEE mini

Código Vitatech **1275** · Código do fabricante **4000-01568**
Compatível com **E10, E11, X10, X11**
Registro ANVISA nº **81464759082**



Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	transesofágico
Faixa de frequência	4,0–13,0 MHz
Aplicações	transesofágico pediátrico, cardiologia pediátrica
Elementos	48
Campo de visão	90°

SONOSCAPE · TRANSDUTOR CONVEXO VOLUMÉTRICO

Transdutor convexo volumétrico SonoScape VC2-9A

Código Vitatech **1211** · Código do fabricante **4000-01463**
Compatível com **P60**
Registro ANVISA nº **81464759008**



Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	convexo volumétrico
Faixa de frequência	2,0–7,0 MHz
Tecnologia do cristal	PZT
Elementos	128
Campo de visão	68°

SONOSCAPE · TRANSDUTOR CONVEXO VOLUMÉTRICO

Transdutor convexo volumétrico SonoScape VC6-2



2 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**
Compatível com **E10, E11, P9 Elite, P12 Elite, P20, P40 Elite, X10, X11**
Registro ANVISA nº **81464759052**
Registro ANVISA nº **81464750040**
Registro ANVISA nº **81464759008**
Registro ANVISA nº **81464759082**

Códigos e compatibilidade


Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1014	4000-00510	P12 Elite, P20, P40 Elite, P9 Elite	81464759052 / 81464750040 / 81464759008
1272	4000-01507	E10, E11, X10, X11	81464759082

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	convexo volumétrico
Faixa de frequência	1,0–7,0 MHz
Aplicações	obstetrícia, abdômen

SONOSCAPE · TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO VOLUMÉTRICO

Transdutor endocavitário volumétrico SonoScape VE9-5



2 códigos Vitatech, veja **Códigos e compatibilidade**
Compatível com **P20, P40 Elite, P60**
Registro ANVISA nº **81464750040**
Registro ANVISA nº **81464759008**

Códigos e compatibilidade

Código Vitatech	Código do fabricante	Compatível com	Registro ANVISA
1212	4000-00509	P20	81464750040
1213	4000-00702	P40 Elite, P60	81464759008

Especificações técnicas

Especificações	
Tipo	endocavitário volumétrico
Faixa de frequência	2,0–13,0 MHz
Tecnologia do cristal	PZT
Aplicações	ginecologia, obstetrícia
Elementos	180
Campo de visão	182°
Guia de biópsia	disponível — guia para VE9-5 (4000-01313)

VITATECH

Omni Medical Ltda
Av. Luís Viana Filho, 13223, Ed. Hangar Business Park, Hangar 01, Sala 312, 3º andar, São Cristóvão, Salvador/BA, CEP 41500-300

FALE COM A GENTE

Telefone e WhatsApp
(71) 3036-5424
contato@vitatech.com.br

NA INTERNET

www.vitatech.com.br
Instagram **@vitatech.endo**
YouTube **@grupovitatech**
linkedin.com/company/vitatech-healthcare

Especificações conforme documentação do fabricante (SonoScape), sujeitas a alteração sem aviso prévio. Compatibilidade conforme o equipamento e a versão de software. FT-TRANSDUTORES · Rev. 2026.11.01 · emitida em 01/11/2026; versões anteriores ficam sem efeito.